

Versie-update Lab Online CRI 3.2.6.3

Beste,

In ons continue streven naar een verbetering van onze diensten, plannen we een update van het online platform Lab Online op zondag 30 september 2018.


De website zal hierdoor die dag tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Door de update zullen sommige van de menu's en icoontjes gewijzigd of verplaatst zijn, met als voornaamste doel het gebruik van Lab Online verder te vereenvoudigen.

De belangrijkste updates zijn:


Hoofdmenu:

- Een vereenvoudigde, meer overzichtelijke menutabel...




«Mijn voorschriften»:

- Minimale en maximale referentietijdstippen, instelbaar per gebruiker...




→



Standaard staan deze velden op resp. 'Een maand geleden' en blanco.

- Toevoegen van filters voor een snellere weergave van gewenste onderzoeken. Wanneer toegepast, zullen er enkel dossiers verschijnen in het overzicht waarbij deze onderzoeken zijn uitgevoerd. Aangemaakte filters door het labo zijn:

« Glucose + HbA1c » ;
 « PTT + INR » ;
 « Resultaten - nieuw »...



- Een nieuw icoontje dat aangeeft wanneer een resultaat gecorrigeerd is geweest...

				1808=00020	1180800036	TEST, CHARLES, M, 06-10-2005
				1808=00019		TEST, CHARLES, M, 06-10-2005
				1808=00018	1180800034	TEST, CHARLES, M, 06-10-2005
				1808=00017	1180800033	TEST, CHARLES, M, 06-10-2005
				1808=00016		TEST CHARLES M 06-10-2005

Nieuwe correctie

- Een resultaat onzichtbaar maken voor de patiënt in de eHealth-hub (CoZo, etc.)

Mijn voorschriften

Criteria

Basis* Patiënt Testen Testgroepen Disciplines Geavanceerd

Identificator: Enkel prioritaire
 Labo code: Enkel nieuwe
 Aanvrager: Enkel niet goedgekeurde
 Aanvrager-referentie: Resultaatkopieën negeren

Favorieten... Resetten Toepassen

Zoekresultaten

Herhalen Testaanvragen-rapport

Identificator	Labo code	Patiënt	
1800-00006	4180000002	TEST, CHARLES, M, 06-10-2005	INDUSTR
		ENTER, PIET, M, 28-02-1976	
		ENTER, PIET, M, 28-02-1976	
		ENTER, PIET, M, 28-02-1976	
		EST, CHARLES, M, 06-10-2005	INDUSTR
		EST, CHARLES, M, 06-10-2005	INDUSTR
		EST, CHARLES, M, 06-10-2005	INDUSTR
		ESTMANS, TESTER, M, 13-07-1975	

Pagina 1 / 1

Mijn voorschriften - Voorschriften - Zichtbaar maken voor patiënt

Zichtbaar: **Vals**

Favorieten... Resetten Toepassen OK

Vervolgens bevestigen met 'OK'.

Resultaten:

- 'Herhalen'-knop (hier: icoontje) laat toe integraal het geopende order opnieuw aan te vragen in slechts één klik...

Mijn patiënten [TESTER TESTMANS, M, 13-07-1975] > Patiënt.Voorschriften [1709=00022] > Testresultaten overzicht

Samenvatting | Patiënt | Aanvrager

Patiënt: TESTER TESTMANS, M, 13-07-1975 (42 jaar) - Aanvrager: LABONLINE DOKTER, DOC SUPPORT - Status: Definitief

- Commentaren kunnen expliciet getoond worden (i.p.v. tekstballon) op een duidelijke, gele achtergrond...

HEMOSTASE					
<input type="checkbox"/>	Prothrombinetijd		▼ 34 [a]		%
	[a] Referentiewaarden INR en Prothrombinetijd:				
			INR	PT	
	Niet-therapeutische range	0.8 - 1.2		>70 %	
	Therapeutische range	2.0 - 3.5		16 - 33 %	
<input type="checkbox"/>	INR		▲ 3,1 [a]		
	[a] Referentiewaarden INR en Prothrombinetijd:				
			INR	PT	
	Niet-therapeutische range	0.8 - 1.2		>70 %	
	Therapeutische range	2.0 - 3.5		16 - 33 %	
<input type="checkbox"/>	Homocystene	14 [a]		<16	æmoVL
	[a] Transport op ijs is vereist				

- Om te visualiseren welke onderzoeken reeds in het verleden gebeurd zijn in het dossier van de patiënt – en recent niet meer, is volgende optie een meerwaarde...

Mijn voorschriften [1809=00006] > Testresultaten overzicht

Kolommen Nederlands

Samenvatting Patiënt Aanvrager Historieknavigatie actief

Patiënt: CHARLES TEST, M, 06-10-2005 (12 jaar) - Aanvrager: LABONLINE DOKTER, DOC SUPPORT - Status: Definitief

Identificator	1809=00006	1808=00021	1808=00018	Referentiebereik	Eenheid
Labo code	1180900002	1180800037	1180800034		
Referentietijdstip	14-09-2018 16:30	29-08-2018 14:46	29-08-2018 10:41		
Test	Resultaat	Vorig resultaat	Vorig resultaat		
<input type="checkbox"/> Klinische gegevens					
<input type="checkbox"/> HEMATOLOGIE					
<input type="checkbox"/> Erythrocyten	▲ 6,30			4,10-5,20	10 ⁶ /æL
<input type="checkbox"/> Hemoglobine	15,3			12,0-16,0	g/dL
<input type="checkbox"/> Hematocriet	▲ 45,6			35,0-45,0	%
<input type="checkbox"/> MCV	▲ 99			77-94	fL
<input type="checkbox"/> MCH	▼ 26			26-32	pg
<input type="checkbox"/> MCHC	33			32-37	g/dL
<input type="checkbox"/> Witte bloedcellen				4500-13000	/æL
<input type="checkbox"/> Formule					
<input type="checkbox"/> Lymfocyten				19,0-48,0	%
<input type="checkbox"/> ijzer				30-160	æg/dL
<input type="checkbox"/> Transferrine				200-360	mg/dL
<input type="checkbox"/> ijzersaturatie				20-50	%
<input type="checkbox"/> Glucose-6PDH				10,06-19,54	U/g Hb
<input type="checkbox"/> Malaria dikdruppel				Negatief	
<input type="checkbox"/> Malaria antigen				Negatief	
<input type="checkbox"/> Malaria confirmatie					
<input type="checkbox"/> HEMOSTASE					
<input type="checkbox"/> Prothrombinetijd		▼ 34			%
<input type="checkbox"/> INR		▲ 3,1			
<input type="checkbox"/> Fibrinogeen				200-400	mg/dL
<input type="checkbox"/> Homocystene	14			<16	æmo/L

- Het is voortaan mogelijk om het resultaatrapport (pdf) versleuteld te mailen. Het door u ingegeven wachtwoord dient dan ook aan de bestemming kenbaar gemaakt te worden...

Testresultaten-rapport versturen per email

Parameters

Inhoud: Beste,
...

Historiek onderdrukken

Standaard document-wachtwoord:

Ontvangers

Patiënt: CHARLES TEST, M, 06-10-2005 +

Zorgverstrekker: +


Ander: +

Type	Naam	Email	Status	
Ander		test@cri.be	Succes	-

Resetten Toepassen

Elektronisch voorschrift:

- Het 'Expanderen/Inklappen'-symbool maakt het mogelijk om sneller weer te geven welke analyses reeds zijn aangeduid via het overzicht rechts op het beeldscherm...



- Wanneer een elektronische aanvraag niet zou zijn afgewerkt (lees : aanvraag niet bevestigd met de knop 'Opsturen'), dan krijgt u daarvan bericht via e-mail.

**Herinnering: de website zal tijdelijk onbereikbaar zijn op zondag
30/09/2018**